



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR BRUTSCHRANK IN160M

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206701.00009

Name der Variante: IN160m

Hersteller: Memmert

UVP: 106,00 €

Preis: 96,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Brutschränken der INm-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: IN160m

Material: Edelstahl