



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR BRUTSCHRANK IN750

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206699.00015

Name der Variante: IN750

Hersteller: Memmert

UVP: 226,00 €

Preis: 205,97 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Brutschränken der IN-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: IN750

Material: Edelstahl