



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR DURCHREICHESCHRANK UF450TS

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206707.00003

Name der Variante: UF450TS

Hersteller: Memmert

UVP: 226,00 €

Preis: 205,97 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Durchreicheschränken der UF TS-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: UF450TS

Material: Edelstahl