



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR KLIMASCHRANK ICH110ECO L

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206705.00002
Name der Variante: ICH110eco L
Hersteller: Memmert

UVP: 106,00 €

Preis: 96,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Klimaschränken der ICHeco-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: ICH110eco L

Material: Edelstahl