



\*Abbildung ähnlich

## **MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR KLIMASCHRANK ICH750ECO**

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206705.00005  
Name der Variante: ICH750eco  
Hersteller: Memmert

UVP: 226,00 €

**Preis: 205,97 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Klimaschränken der ICHeco-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: ICH750eco

Material: Edelstahl