



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR KOMPRESSOR-KÜHLBRUTSCHRANK ICP110

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206711.00001

Name der Variante: ICP110

Hersteller: Memmert

UVP: 106,00 €

Preis: 96,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Kompressor-Kühlbrutschränken der ICP/ICPeco-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: ICP110

Material: Edelstahl