




*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR KONSTANTKLIMA-KAMMER HPP2200ECO

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206703.00007

Name der Variante: HPP2200eco

Hersteller: Memmert

UVP: 208,00 €

Preis: 189,57 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Konstantklima-Kammern der HPPeco-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: HPP2200eco

Material: Edelstahl