



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR PARAFFINSCHRANK UN30PA

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206708.00001

Name der Variante: UN30pa

Hersteller: Memmert

UVP: 60,00 €

Preis: 54,68 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Paraffinschränken der UNpa-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: UN30pa

Material: Edelstahl