



\*Abbildung ähnlich

## **MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR PELTIER-KÜHLBRUTSCHRANK IPP1400ECOPLUS**

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206710.00016

Name der Variante: IPP1400ecoplus

Hersteller: Memmert

UVP: 208,00 €

**Preis: 189,57 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Peltier-Kühlbrutschränken der IPPeco-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: IPP1400ecoplus

Material: Edelstahl