



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR PELTIER-KÜHLBRUTSCHRANK IPP2200ECOPLUS

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206710.00018

Name der Variante: IPP2200ecoplus

Hersteller: Memmert

UVP: 208,00 €

Preis: 189,57 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Peltier-Kühlbrutschränken der IPPeco-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: IP2200ecoplus

Material: Edelstahl