



\*Abbildung ähnlich

## **MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR UMWELTPRÜFSCHRANK CTC/TTC**

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206706

Hersteller: Memmert

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Umweltprüfschränken der CTC/TTC-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: TTC256;CTC256

Material: Edelstahl