



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR UMWELTPRÜFSCHRANK TTC

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206706.00001

Name der Variante: TTC

Hersteller: Memmert

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Umweltprüfschränken der CTC/TTC-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: TTC256

Material: Edelstahl