



*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR UNIVERSALSCHRANK UF1060

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206698.00017

Name der Variante: UF1060

Hersteller: Memmert

UVP: 334,00 €

Preis: 304,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Universalschränken der UF-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: UF1060

Material: Edelstahl