




*Abbildung ähnlich

MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR UNIVERSALSCHRANK UF1060PLUS

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206698.00018

Name der Variante: UF1060plus

Hersteller: Memmert

UVP: 334,00 €

Preis: 304,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Universalschränken der UF-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: UF1060plus

Material: Edelstahl