



\*Abbildung ähnlich

## **MEMMERT EDELSTAHL-GITTERROST FÜR UNIVERSALSCHRANK UN75PLUS**

elektropoliert, zur Erweiterung Ihres Gerätes

Artikelnummer: 206697.00006

Name der Variante: UN75plus

Hersteller: Memmert

UVP: 70,00 €

**Preis: 63,80 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Edelstahl-Gitterroste werden mit den Universalschränken der UN-Serie von Memmert genutzt. Im Lieferumfang des Gerätes sind bereits Gitterroste enthalten, jedoch werden in der täglichen Anwendung und je nach Nutzungsbereich zusätzliche Roste benötigt. Die stabilen Gitterroste aus elektropoliertem Edelstahl sind langlebig und für jede Gerätegröße passend erhältlich.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: UN75plus

Material: Edelstahl