



MEMMERT UMWELTPRÜFSCHRANK CTC/TTC

mit 256 Liter Kammervolumen

Artikelnummer: 206681

Hersteller: Memmert

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die Umweltprüfschränke CTC und TTC von Memmert simulieren die perfekte Atmosphäre und verkürzen durch schnelle Temperaturwechsel nachhaltig die Prozesse. Der Temperaturprüfschrank TTC und der Klimaprüfschrank CTC mit Feuchteaggregat verfügen über schnelle, präzise und energiesparende Temperaturwechsel im Bereich von -42 bis +190°C und können für Materialprüfung, Funktionstests, Alterungsprüfung oder Klimaprüfung von Verbundwerkstoffen, Beton, Kunststoff oder elektronischen Bauteilen in Werkstofftechnik, Automotive, Luft- und Raumfahrt und Elektronik eingesetzt werden.

Mit 256 Litern Kammervolumen bieten die Geräte große Kapazitäten für Ihre Arbeitsumgebung. Die hochmoderne Regelungstechnik verspricht stets beste

Arbeitsergebnisse. Beide Geräte sind speziell für Tests gemäß IEC 60068 geeignet und bieten schnellste Temperaturänderungsgeschwindigkeiten im Heiz- und Kühlbetrieb. Mit einer Nennleistung von 7000 Watt sind CTC und TTC hoch leistungstark und dabei größtmöglich geräuscharm und energieeffizient. Trotz des großen Kammervolumens sind die Geräte platzsparend und kompakt konzipiert und lassen sich auf Lenkrollen bequem bewegen.

Das klimafreundliche Kältemittel R449A sorgt für hochpräzises und homogenes Temperieren über das produktspezifisch abgestimmte Heizkonzept. Mithilfe von integrierten Schnittstellen, Celsius-Software, Protokollspeicher sowie Chip-Karten wird die Programmierung und Dokumentation von Prozessen höchst einfach, Alarmfunktionen, dreifacher Übertemperaturschutz und gleichzeitige Anzeige aller Parameter bietet jederzeit höchste Sicherheit im Prozess. Die nahezu ausschließliche Verwendung von hochwertigem, rostbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl macht die Umweltprüfschränke robust und langlebig.

Hinweis: Da es sich hierbei um einen Artikel handelt, der nur auf Kundenbestellung gefertigt wird, ist eine Rückgabe ausgeschlossen. Sollten Sie eine Sonderanfertigung dieses Geräts benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

Spezifikation:

Art des Artikels: Umweltprüfschrank

Abmessungen Tx Bx H: 110 cm x 89,8 cm x 173 cm

Innenmaße: 59,7 cm x 64 cm x 67 cm

Fachbereich: Labor;Pharma

Stromversorgung: 400 V

Farbe: silber

Gewicht: 337 kg

Garantielaufzeit: 36 Monate

Kammervolumen: 256 Liter