



MELAG THERMODESINFEKTOR MELATHERM 10 EVOLUTION

inkl. CF-Card und MEtherm Starter-Set, aktive Trocknung und integrierte Dokumentation

Artikelnummer: 200534

Hersteller: Melag

Preis: 9.998,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die MELAG Thermodesinfektoren der Evolution-Serie überzeugen durch höchste Leistung und Komfort. Neben den bewährten MELAtherm 10 Produkt-Highlights, wie aktive Trocknung, integrierte Prozessmedienaufnahme und Dokumentation, verfügt MELAtherm 10 Evolution über neue Innovationen für eine noch effizientere Instrumenten-Aufbereitung. MELAtherm 10 Evolution setzt neue Maßstäbe in der Bedienung: Das große Smart-Touch Display bietet Ihnen ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Denn mit der neuen MELAconnect App können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen. Anschließend ermöglicht ProControl eine Chargenfreigabe, schnell und papierlos, direkt am MELAtherm 10 Evolution.

Die neue AquaBoost Technologie für beste Reinigungsergebnisse: AquaBoost bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44 % bessere Reinigung der Instrumente. Der erhöhte Spüldruck sichert auch die Aufbereitung von noch mehr Instrumenten. 23 Winkelstücke sowie Instrumente für bis zu 40 Patienten in 60 Minuten, das geht nur mit AquaBoost. Dabei können Sie die praxisoptimierte Aufbereitungskammer mit über 80 verschiedenen Körben und Zubehörartikeln auf alle Anforderungen abstimmen - unabhängig von Ihrer Praxisgröße und Ihrer Spezialisierung.

Durch die Vielzahl an erhältlichen Zubehöriteilen, können Sie den Thermodesinfektor individuell und optimal für Ihren Fachbereich nutzen. Hierdurch ergibt sich eine große Zeit- und Arbeitersparnis für das Praxisteam und eine und eine gleichbleibend gute Reinigungsleistung an Ihren Instrumenten.

Der MELAtherm 10 Thermodesinfektor ist wahlweise in den Stromvarianten 230V oder 400V erhältlich. Die 400V Varianten ist hierbei aufgrund der deutlich kürzeren Zykluszeiten zu empfehlen. Steht die MELAtherm 10 frei neben der Möbelzeile, ist hierfür eine passende Edelstahl-Abdeckplatte erhältlich. Mit der Standardbreite von 60 cm kann der Einbau der MELAtherm 10 problemlos in die Möbelzeile erfolgen. Der optional erhältliche Unterschrank, sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe und schafft zusätzlichen Stauraum.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal bzw. den MELAG-Kundendienst. Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Im Lieferumfang enthalten:- Thermodesinfektor MELAtherm 10 Evolution- MEtherm 51 Reiniger- MEtherm 55 / 56 Neutralisator- MEtherm 60 Klarspüler- Kanisterhahn für 5 Liter- und 10 Liter-Kanister- Abwasserschlauch mit Schlauchschelle Ø 16-25/9- Maulschlüssel für Injektorschiene- Starterpaket Regeneriersalz- Einfülltrichter für Regeneriersalz- Vorratsbehälter für Klarspüler- MELAflash CF-Card

Hinweis: Ab 15°dH empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Wasseraufbereitungsanlage. Günstiger gesehen? Dann kontaktieren Sie uns gerne mit Verweis auf das entsprechende Angebot!

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Gerät ohne Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 67,8 cm x 59,8 cm x 81,8 cm

Innenmaße: 44,8 cm x 46,5 cm x 40,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 400 V;230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 80 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 84 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nur starre Endoskope

VE-Wasseranschluss: vorhanden

Betriebszeit Universalprogramm: 42 Min. / 63 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 37 Min. / 57 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 15-20 Min.