



AMANN GIRRBACH STEAMER X3 DAMPFSTRAHLGERÄT

3,7L, Stand alone

Artikelnummer: 202716

Hersteller: Amann Girrbach

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Das Dampfstrahlgerät Steamer X3 von AMANN GIRRBACH ist ein universelles Sattedampfstrahlgerät, das vielseitig einsetzbar ist, beispielsweise zur Reinigung von Modellen und prothetischen Kunststoffen und zum Säubern von Dentalwerkzeugen und Instrumenten. Der Edeltank mit einem Füllvolumen von 3,7 Litern ist in einem langlebigen rostfreien Aluminium-Gehäuse integriert, dieses ist glatt und somit leicht zu reinigen.

Als Stand-alone-Gerät kann der Steamer X3 unabhängig von der Wasserversorgung an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden. Die effiziente Reinigungsleistung von 140 °C/4 Bar ist durchgängig verfügbar. Das Erreichen eines Mindestwasserstandes wird durch eine Warnleuchte signalisiert, die Heizung wird daraufhin automatisch abgeschaltet – danach steht für einen gewissen Zeitraum aber weiterhin Sattedampf zur Verfügung.

Die Reinigung des Dampfgerätes ist sehr einfach durch den Ablaufhahn an tiefster Stelle, der ein komplettes Ausspülen des Tanks von Kalkablagerungen gewährleistet. Das ergonomische Handstück und die Befüllung ohne Trichter über die Einfüllmulde machen die Nutzung besonders komfortabel. Der Steamer ist je nach Bedarf als Tisch- oder Wandgerät einsetzbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Dampfstrahlgerät

Abmessungen Tx Bx H: 27,5 cm x 26,5 cm x 45,5 cm

Fachbereich: Dental;Labor

Stromversorgung: 231 V / 50-60 Hz

Leistung: 1600 W

Farbe: silber

Gewicht: 12,2 kg

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 12 Monate

Volumen Wassertank: 3,7 Liter

Temperatur: 140°C

Druck: 4 bar