



B. BRAUN HELIZYME® ENZYMATISCHER REINIGER

zur manuellen Vorreinigung von Instrumenten und Endoskopen

Artikelnummer: 202651

Hersteller: B. Braun

Preis: ab 31,64 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der enzymatische Reiniger Helizyme von B. Braun wird für die manuelle und halbautomatische Vorreinigung von starren und flexiblen Endoskopen, thermolabilen und thermostabilen Materialien verwendet. Der flüssige Hochleistungsreiniger kombiniert ein ternäres Tensidsystem mit proteolytischen Enzymen. Die niedrige Anwendungskonzentration (1 % / 5 Min.) macht Helizyme besonders wirtschaftlich.

Helizyme weist ein hervorragendes Lösevermögen gegenüber organischen protein- und lipidhaltigen Verschmutzungen auf, ebenso wie außergewöhnliche Reinigungsleistung gegenüber besonders schwer entfernbaren Biofilmen. Das Reinigungsmittel ist pH-neutral, parfümfrei sowie besonders materialschonend und kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden. Angetrocknete

Verschmutzungen können durch längeres Einweichen ebenso zuverlässig gelöst werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: Reinigungswanne

Aufbereitungsart: manuell