



BANDELIN SONOREX DIGITEC DT H ULTRASCHALLBAD

Hochleistungs-Ultraschallreiniger mit Schnellentgasung und Heizung

Artikelnummer: 208005

Hersteller: Bandelin

Preis: ab 473,38 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Ultraschallreinigungsgeräte von BANDELIN zeichnen sich durch ihre robuste und kompakte Bauweise sowie die benutzerfreundliche Bedienung aus. So weist auch das SONOREX DIGITEC DT 102 H mit drei Litern Fassungsvermögen alle Vorteile der Serie für eine komfortable Ultraschallreinigung auf. Der Bedien- und Anzeigenkomfort ergibt sich besonders durch die logische Tastenbedienung mit klarer Symbolik, die einfache 4-Step-Bedienung als plug and clean und durch die hellen LEDs, durch die sich die Zahlenwerte sehr gut erkennen lassen. Die Heizung ist regelbar von 20 - 80 °C, die Heizphase sowie eine eventuelle Übertemperatur wird über LED angezeigt.

Über einen Timer kann eine Minutenvorwahl oder Dauerbetrieb eingestellt

werden, ebenso gibt es mit DEGAS einen frei wählbaren Impulsschall, der über das LED-Display einsehbar ist. Die automatische Kurzzeit-Ultraschallzugabe beim Aufheizen zur Vermeidung von Siedeverzug ist abschaltbar. Die Ultraschallreinigung erfolgt über SweepTec, dies bewirkt eine ständige Schallfeldoszillation für besonders gleichmäßige und schonende Reinigung der Materialien. Die automatische Sicherheitsabschaltung 12 Stunden nach dem letzten Tastendruck sowie die Füllhöhenmarkierung zur gefahrlosen Dosierung machen die Anwendung besonders sicher.

Weitere Vorteile sind hier auch die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt Klasse I und der Sprühwasserschutz IP 33 durch das fest angeschlossene Netzkabel und die flüssigkeitsdichte Gehäusefront.

Für eine optimale Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel sowie Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate von Bandelin optional erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Spezifikation:

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Stromversorgung: 230 V

Ablaufhahn: ja

Schutzart: IP33 (Gehäuse)