



DR. WEIGERT ANTISCHAUMMITTEL NEODISHER® ENTSCHÄUMER S

verhindert Schaumbildung in Spezialspülmaschinen

Artikelnummer: 202476

Hersteller: Dr. Weigert

Preis: ab 28,14 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Antischaummittel neodisher Entschäumer S von Dr. Weigert wird mit Spezialspülmaschinen genutzt. Der Entschäumer verhindert die Schaumbildung in Spezialspülmaschinen für Laborglas in medizinischen Laboratorien (für Blutuntersuchungen und in der Serologie) und Laboratorien der Industrie, der Ernährungswirtschaft und der kosmetischen Industrie sowie der maschinellen Aufbereitung von OP-Tischen. Das Flüssigkonzentrat kann auch in gewerblichen Geschirrspülmaschinen eingesetzt werden.

Die Entwicklung von Schaum beim Reinigen von Teilen mit schaum erzeugenden Rückständen wie z.B. Tensiden, Proteinen oder Seifen wird durch neodisher Entschäumer S verhindert. Das Antischaummittel basiert auf emulgierten Silikonölen und hat selbst bei niedrigen Temperaturen eine

stark entschäumende Wirkung. neodisher Entschäumer S kann als zusätzliche Reinigungskomponente mit allen neodisher-Produkten zur Vor- und Hauptreinigung eingesetzt werden.

neodisher Entschäumer S ist universell einsetzbar, hochkonzentriert und damit sparsam im Verbrauch und geruchsneutral. Die Dosierung richtet sich nach Art und Menge der schäumenden Verunreinigung, Überdosierungen sind zu vermeiden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Antischaummittel

Fachbereich: Labor;Pharma

Passend für: Spezialspülmaschine

Aufbereitungsart: maschinell