



ELMA ADAPTERSET MEDIZIN MIT LUER-LOCK-ANSCHLUSS

8-teilig, für Elmasteam

Artikelnummer: 201549

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 600,00 €

Preis: 563,85 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieses Adapterset passt zu den Dampfreinigungsgeräten Elmasteam 8 med von ELMA. Es vereint acht verschiedene Aufsätze für jeden Zweck und sorgt so für eine zuverlässige Reinigung, egal in welchem Bereich. Die acht verschiedenen Düsenaufsätze reinigen schwer zugängliche Bereiche am Reinigungsgut gründlich. Das Set besteht aus einer langen MIC Kanüle für Rohrschäfte, einer MIC Kanüle mit Adapterbürste, einem geraden sowie einem gebogenen Kanülenaufsatz, einem großem und einem mittleren Katheteransatz, einem Schlauchverbinder und einem Luer-Lock-Adapter. Die genormten Luer-Lock-Anschlüsse lassen sich einfach am Dampfstrahler befestigen. Die Aufsätze sind vor allem geeignet zur Hohlkörperreinigung von Reinigungsgütern ohne Luer-Lock-Anschluss. Das Set enthält ebenfalls eine Zange zum leichten Auswechseln der Aufsätze sowie ein Rack zur sicheren Aufbewahrung der nicht benötigten Adapter. Hinweis: Die Adapter sind jeweils auch einzeln erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Farbe: silber

Passend für: Elmasteam 8 med;Elmasteam 8

Material: Edelstahl