



ELMA ELMASTEAM 8 MED DAMPFSTRAHLGERÄT INKL. HANDSTÜCK, INTEGRIERTER DRUCKLUFTFUNKTION UND PUMPE

kompakter und leistungsstarker Dampfreiniger

Artikelnummer: 201541.00004

Name der Variante: Handstück-Druckluft-Pumpe

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 3.410,00 €

Preis: 3.204,55 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Zu dieser Ausführung: Das Handstück dieser Variante ist über einen 1,4 Meter langen Schlauch mit dem Gerät verbunden. Über den Luer-Lock-Anschluss des Handstückes können Innenräume von Hohlkörperinstrumenten besonders gut gereinigt werden. Das flexible Handstück besitzt zwei integrierte Funktionen: Dampf oder Druckluft. Der Dampf wird zum Reinigen des Instrumentariums genutzt, die integrierte Druckluftfunktion zum Trocknen des feuchten Reinigungsgutes. Die in diesem Gerät bereits integrierte Pumpe befüllt den

Wassertank komfortabel über einen Festwasseranschluss oder den speziellen Elma-Kanister. Die Sicherheitseinrichtung an der Pumpe signalisiert, wenn nicht gepumpt werden kann und die intelligente Pumpensteuerung vermeidet Arbeitspausen durch Nachfüllzyklen.

Das Dampfreinigungsgerät Elmasteam 8 med von ELMA ist ein leistungsstarkes, kompaktes Gerät zur Vorreinigung Ihrer Instrumente. Selbst hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. eingebranntes Gewebe auf elektrochirurgischen Pinzetten entfernt der Dampfreiniger gründlich, mühelos und trotzdem schonend. Das wertvolle Instrumentarium wird so langfristig erhalten. Innenräume von Hohlkörperinstrumenten können über den Luer-Lock-Anschluss am Handstück oder mit dem als optionales Zubehör erhältlichen Adapterset gereinigt werden. Die Befüllung lässt sich einfach manuell über die Einfüllmulde ohne zusätzlichen Trichter erledigen und eine übersichtliche Füllstands- und Serviceanzeige ermöglicht eine stetige und leichte Kontrolle des Betriebszustands. Das flexible Handstück besitzt zwei integrierte Funktionen; entweder Dampf oder Druckluft zum Trocknen des feuchten Reinigungsgutes (optional, wenn Druckluft integriert und angeschlossen ist). Die verschiedenen Gerätemodi ermöglichen eine Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Der Druckbereich ist über den Soft- oder Strong-Modus individuell einstellbar: im Dampfdruckmodus Soft läuft mit einem Betriebsdruck von 4-6 bar, der Modus Strong mit einem Betriebsdruck von 6-8 bar. Über den Lock-Modus lässt sich das Handstück in Anwendungspausen deaktivieren und die Nutzung des automatischen Eco-Modus spart Energie und Kosten bei der Nutzung. Darüber hinaus gibt es viele weitere Einstellungs- und Service-Modi, z.B. für das integrierte Entkalkungsprogramm. Dieses wird über die intelligente Steuerung des Elmasteam 8 med überwacht, der richtige Zeitpunkt für die Enthärtung des Gerätes wird anhand der eingestellten Wasserhärte und der Intensität der Nutzung berechnet, dann führt das Gerät den Anwender Schritt für Schritt durch den Entkalkungsprozess. Mit diesem Programm sowie dem integrierten Trockenlaufschutz der Heizung ist das Dampfreinigungsgerät lange und zuverlässig einsatzbereit. Hinweis: Elmasteam 8 med Dampfreinigungsgeräte sind gemäß MDR (EU) 2017/745 als Medizinprodukte Klasse I registriert.

Spezifikation:

Art des Artikels: Dampfstrahlgerät

Abmessungen Tx Bx H: 350 cm x 285 cm x 520 cm

Fachbereich: Dental;Labor

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Leistung: 3120 W

Farbe: silber;blau

Gewicht: 20 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Volumen Wassertank: 5 Liter

Temperatur: 160°C

Druck: 8 bar