



ELMA HALTEKLAMMER FÜR ERLENMEYERKOLBEN

zur Nutzung im Elmasonic Ultraschallreinigungsgerät

Artikelnummer: 206798

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 23,04 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Halteklammer von Elma dient der Aufnahme von Erlenmeyerkolben während der Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät der Elmasonic-Serie. Die Klammer aus Edelstahl wird hierzu einfach auf dem Boden des Reinigungskorbes verschraubt. Durch die Bogenfeder hat der Erlenmeyerkolben festen Halt in der Klammer und die Ultraschallreinigung läuft sicher ab.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 150;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300;Elmasonic Med 500;Elmasonic Med 900

Material: Edelstahl