



ELMA LAB CLEAN A10 LABOR-REINIGUNGSMITTEL

mild-alkalisch, vielseitig einsetzbar

Artikelnummer: 206805

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 22,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Laborreiniger Elma Lab Clean A10 ist ein mild-alkalisches, schauminhibiertes Reinigungskonzentrat zur Tauchreinigung im Ultraschallbad und zur Spritzreinigung in Labor und Werkstatt. Der Reiniger kann für Labor-Instrumente aus Metall, Glas, Keramik und Kunststoff sowie für Glasgeräte genutzt werden. Der zuverlässige Reiniger entfernt schonend Marker und Etiketten, Kalkseifenablagerungen (und verhindert deren Redeposition), Fette und Öle, Schliff-Fette, leicht verharzte Rückstände sowie Fingerabdrücke und Staub.

Hinweis: Aluminium, Magnesium und Leichtmetall-Legierungen sind vor der Anwendung zu prüfen.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich: Labor;Pharma

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät