



ELMA LAB CLEAN N10 LABOR-REINIGUNGSMITTEL

neutral, vielseitig einsetzbar

Artikelnummer: 206808

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 20,85 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Laborreiniger Elma Lab Clean N10 ist ein flüssiges, neutrales, schaum-inhibiertes Reinigungskonzentrat zur Reinigung im Ultraschall- und Tauchbad und zur Spritzreinigung. Der Reiniger kann für empfindliche Reinigungsgüter und Medizinprodukte wie bspw. medizinische und Labor-Instrumente, Implantate u.a. aus Metall (einschließlich Aluminium und Leichtmetall-Legierungen), Glas, Keramik und Kunststoff genutzt werden. Der zuverlässige Reiniger entfernt schonend Emulsionen, Maker- und Etikettenreste, Kalkseifenablagerungen (und verhindert deren Redeposition), leichte Fette und Öle sowie Fingerabdrücke und Staub.

Hinweis: Prüfen Sie Magnesiumlegierungen vor der Anwendung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich: Labor;Pharma

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät