



## ELMA LAB CLEAN S15 LABOR-REINIGUNGSMITTEL

schwach sauer, vielseitig einsetzbar

Artikelnummer: 206810

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

**Preis: ab 30,83 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Laborreiniger Elma Lab S15 ist ein schwach saures Konzentrat zur Ultraschallreinigung und Passivierung von medizinischem Instrumentarium, Implantaten, Laborinstrumenten und Werkstücken. Der Reiniger kann zur Ultraschallreinigung von Edelstahl, Buntmetallen, Leichtmetallen wie Aluminium, Kunststoffen und Glas sowie zur „Passivierung“ rostfreier bzw. Chrom-legierter Stähle genutzt werden. Messing und kupferhaltige Legierungen werden aufgehellt, Fette, Öle, Oxidschichten (z.B. Grünspan) sowie Rost und Kalk werden abgereinigt.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich: Labor;Pharma

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät