



ELMA LAB CLEAN S20 LABOR-REINIGUNGSMITTEL

sauer, vielseitig einsetzbar

Artikelnummer: 206811

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 29,92 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Laborreiniger Elma Lab Clean S20 ist ein flüssiges, saures, schauminhibiertes Reinigungskonzentrat zur Ultraschall-, Tauch- und Spritzreinigung von säurebeständigen Reinigungsgütern und Medizinprodukten, wie bspw. medizinischen und Labor-Instrumenten und Implantaten aus Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoff. Der Reiniger entfernt zuverlässig Kalk- und Kalkseifenablagerungen, Metalloxide (Rost) und mineralische Verschmutzungen sowie Flussmittel, Mineralöle und Fette (tierische und pflanzliche Fette & Öle zuvor alkalisch abreinigen) sowie Fingerabdrücke und Staub. Der Reiniger hellt nicht durch thermische Einwirkung angelaufene Metalloberflächen wieder auf.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich: Labor;Pharma

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät