



ELMA SILIKONMATTE FÜR ELMASONIC MED/P

zur Korbeinlage für empfindliche Teile

Artikelnummer: 200605

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 19,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Silikonmatte von Elma wird mit den Ultraschallreinigungsgeräten der Elmasonic Med- und P-Reihe verwendet. Die Matte aus weißem Silikon dient der Korbeinlage für empfindliche Teile und schützt diese so während der Reinigung. Die Matte kann auch nach Bedarf selbst zugeschnitten werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: weiß

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300

Material: Silikon