



ELMA TAUCHKORB AUS POLYPROPYLEN FÜR DIE ULTRASCHALLREINIGUNG

zur Aufnahme von Kleinteilen im Ultraschallreinigungsgerät

Artikelnummer: 200616

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 16,00 €

Preis: 15,36 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Tauchkorb aus Polypropylen von Elma wird mit den Ultraschallreinigungsgeräten der Elmasonic Med-Reihe verwendet. Der Korb dient der sicheren Aufnahme von Kleinteilen während der Reinigung im Ultraschallbad. Hierzu kann der Korb einzeln oder mehrfach in das Ultraschallbad gehängt, einzeln oder mehrfach in einen Reinigungskorb gestellt oder einzeln in ein Becherglas getaucht werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: Ø 9 cm x 18 cm

Innenmaße: Ø 4 cm x 7 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: weiß

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 150;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300;Elmasonic Med 500;Elmasonic Med 900

Material: Polypropylen