



## EMAG EM-202 INTENSIVREINIGER 500 ML

für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206782

Hersteller-EAN: 4040513610064

Hersteller: EMAG

**Preis: 12,07 € zzgl. MwSt.**

### Beschreibung:

Das EM-202 Intensivreinigungskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät und besonders geeignet für Instrumente. Das Intensivkonzentrat entfernt Kalk, Rost, Silikate, Metalloxide und Phosphate von Stahl, Edelstahl, Edelmetall, Instrumenten, Glas, Kunststoff und Gummi. Für Leichtmetall, Zinn und Zink ist es nicht geeignet. Zur Reinigung werden fünf Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für zwei bis zehn Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-202 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend.

Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

### Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
www.steri-shop.de  
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell