



EMAG EM-300 METALLREINIGER

500 ml, 2 oder 5 L, für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206783

Hersteller: EMAG

Preis: 17,45 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das EM-300 Metallreinigungskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät. Das Reinigungskonzentrat entfernt nachhaltig sämtliche Verunreinigungen von Edelstahl, Edelmetallen, Fassungen, Hülsen, Kugellagern, Messing, Waffenteilen und mehr. Für Aluminium ist es nicht geeignet. Zur Reinigung werden ein bis drei Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für zwei bis zehn Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-300 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend.

Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell