



## EMAG EM-600 SPEZIALREINIGER

500 ml, für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206786

Hersteller-EAN: 4040513610101

Hersteller: EMAG

**Preis: 12,07 € zzgl. MwSt.**

### Beschreibung:

Das EM-600 Spezialreinigungskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät. Das Reinigungskonzentrat entfernt Farbschleier, Fette, Öle, Pigmente und Wachs und ist geeignet für Glas, Gummi, Keramik, Kunststoff, Metall und vieles mehr. Nicht verwendet werden kann es mit Leichtmetall, Zinn und Zink. Zur Reinigung werden ein bis zehn Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für eine bis zehn Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-600 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend.

Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

### Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
www.steri-shop.de  
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell