



EMAG KORB FÜR EMMI-04D

zur Aufnahme von Reinigungsgut

Artikelnummer: 206756

Hersteller-EAN: 4040513600515

Hersteller: EMAG

UVP: 10,29 €

Preis: 8,30 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Korb ist ein Original-Zubehörteil von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit dem EMAG-Ultraschallreinigungsgerät Emmi-04D und wird genutzt, um zu reinigende Kleinteile sicher aufzunehmen. Der Korb besteht aus stabilem weißem Kunststoff, die Maschenweite beträgt vier mal sieben Millimeter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Innenmaße: 8 cm x 15,5 cm x 4,5 cm

Farbe: weiß

Material: Kunststoff