



EMAG KORB FÜR EMMI-20HC

zur Aufnahme von Reinigungsgut

Artikelnummer: 206761

Hersteller-EAN: 4040513600645

Hersteller: EMAG

UVP: 28,29 €

Preis: 22,50 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Korb ist ein Original-Zubehörteil von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit dem Ultraschallreinigungsgesät Emmi-20HC und wird genutzt, um zu reinigende Kleinteile sicher aufzunehmen. Der Korb besteht aus stabilem Edelstahl, die Maschenweite beträgt acht mal acht Millimeter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Innenmaße: 8,5 cm x 18,5 cm x 5 cm

Material: Edelstahl