



EMAG KORB FÜR EMMI-420HC

zur Aufnahme von Reinigungsgut

Artikelnummer: 206773

Hersteller-EAN: 4040513600768

Hersteller: EMAG

Preis: 186,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Korb ist ein Original-Zubehörteil von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit dem Ultraschallreinigungsgerät Emmi-420HC und wird genutzt, um zu reinigende Kleinteile sicher aufzunehmen. Der Korb besteht aus stabilem Edelstahl, die Maschenweite beträgt zehn mal zehn Millimeter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Innenmaße: 24 cm x 43,5 cm x 14 cm

Material: Edelstahl