



EMAG ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT DER D-SERIE

mit Degas-Funktion zur sicheren Entgasung

Artikelnummer: 206754

Hersteller: EMAG

Preis: ab 412,99 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Emmi-Geräte der D-Serie von EMAG zeichnen sich durch die innovative Sweep- sowie Degasfunktion aus, die die Reinigung mit Ultraschall noch komfortabler und zuverlässiger macht. Das zuverlässige Ultraschallreinigungsgesetz kann in den Bereichen Dental, Haushalt, Labor und Pharma, Augenoptik, Nagel-/Kosmetik-/Tattoostudio, Werkstatt und Industrie eingesetzt werden und hier für die Reinigung von Hörgeräten, Zahnprothesen und anderen Kleinteilen aus Glas, Kunststoff oder Edelstahl genutzt werden. Dank der Sweep Technik wird auch bei sich ändernder Belastung durch Beladung, Füllstand, Temperatur und Flüssigkeit durchgängig die beste Arbeitsfrequenz erzeugt. Hierdurch entsteht ein besonders homogenes, gleichmäßig wirkendes Ultraschall-Feld im gesamten Ultraschallbad. Bei

besonders starken Verschmutzungen wird die normale Ultraschallleistung gesteigert, so wird auch stärkster Schmutz zuverlässig entfernt. Die Degas-Funktion sorgt dafür, dass das Leitungswasser bzw. die Reinigungsflüssigkeit vor Inbetriebnahme entgast wird. Besonders bei einem Neuansatz der Reinigungslösung ist diese Funktion wichtig, da die Kavitation nur in einem entgasten Bad voll wirksam werden kann. Der Ultraschallreiniger verfügt über eine integrierte Heizung von 20 bis 80 Grad sowie eine Zeitschaltuhr, die von einer bis 60 Minuten oder für den Dauerbetrieb eingestellt werden kann. Die voreinstellbare Reinigungszeit verspricht eine angenehme Arbeitserleichterung für den Anwender. Die bei 50 oder 100 Prozent einstellbare Ultraschall-Leistung und der verbaute Ablaufhahn erleichtern die tägliche Arbeit zusätzlich. Der geräuschhemmende Deckel liegt passgenau auf und verhindert dadurch den Verlust von Wärme. Edelstahldeckel und -korb schützen das Reinigungsgut und die Schwingwanne, sind robust und langlebig und versprechen eine lange Geräte-Lebensdauer. Die D-Serie von EMAG bietet Modelle mit verschiedenen Fassungsvermögen, so dass auch Sie das passende Gerät für Ihren Anwendungszweck finden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Fachbereich: Dental;Labor;Pharma;Ophthalmologie;Tattoo;Podologie

Kammervolumen: 3 Liter;4 Liter;6 Liter;13 Liter;28 Liter