



EMAG ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT DER MF-SERIE

Multifrequenz-Technologie für beste Reinigungsleistung

Artikelnummer: 206755

Hersteller: EMAG

Preis: ab 680,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Emmi-Geräte der MF-Serie von EMAG heben sich als Multifrequenz-Geräte von üblichen Ultraschallreinigern ab und machen die Reinigung noch zuverlässiger. Das Gerät kann in den Bereichen Dental, Haushalt, Labor und Pharma, Augenoptik, Nagel-/Kosmetik-/Tattoostudio, Werkstatt und Industrie eingesetzt werden und hier für die Reinigung von Hörgeräten, Zahnprothesen und anderen Kleinteilen aus Glas, Kunststoff oder Edelstahl genutzt werden. Die Multi-Frequenz-Technologie ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlichen Frequenzen. Durch diese Veränderungen entstehen bei der Kavitation kleinere (40kHz) oder größere (20kHz) Vakuumbäschen, die zu einer besseren Reinigungsleistung führen. Selbst größter Schmutz lässt sich so spielend leicht entfernen.

Dank der Sweep Technik wird auch bei sich ändernder Belastung durch Beladung, Füllstand, Temperatur und Flüssigkeit durchgängig die beste Arbeitsfrequenz erzeugt. Hierdurch entsteht ein besonders homogenes, gleichmäßig wirkendes Ultraschall-Feld im gesamten Ultraschallbad. Bei besonders starken Verschmutzungen wird die normale Ultraschallleistung gesteigert, so wird auch stärkster Schmutz zuverlässig entfernt.

Der Ultraschallreiniger von EMAG verfügt über eine integrierte Heizung von 20 bis 80 Grad sowie eine Zeitschaltuhr, die von einer bis 30 Minuten oder für den Dauerbetrieb eingestellt werden kann. Die voreinstellbare Reinigungszeit verspricht eine angenehme Arbeitserleichterung für den Anwender. Die bei 40, 60, 80 oder 100 Prozent einstellbare Ultraschall-Leistung und der verbaute Ablaufhahn erleichtern die tägliche Arbeit zusätzlich.

Der geräuschhemmende Deckel liegt passgenau auf und verhindert dadurch den Verlust von Wärme. Edelstahldeckel und -korb schützen das Reinigungsgut und die Schwingwanne, sind robust und langlebig und versprechen eine lange Geräte-Lebensdauer. Die MF-Serie von EMAG bietet Modelle mit verschiedenen Fassungsvermögen, so dass auch Sie das passende Gerät für Ihren Anwendungszweck finden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Fachbereich: Dental;Labor;Pharma;Ophthalmologie;Tattoo;Podologie

Kammervolumen: 3 Liter;6 Liter