



EURONDA MONOART BOHRERSTÄNDER, FG-SCHAFT (1,6 MM)

sterilisierbar

Artikelnummer: 204164

Hersteller: Euronda

Preis: 12,56 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Aufsätze für Hand- und Winkelstücke gehören zu den wichtigsten Instrumenten in einer Zahnarztpraxis. Der sterilisierbare Bohrerständer von EURONDA hilft beim sicheren und strukturierten Umgang mit feinem Werkzeug wie z.B. Stahl- und Diamantbohrern, Keramikscheifern, Polierern und anderen Bohrköpfen und kann auch zur Aufbewahrung von solchem Instrumentarium gebraucht werden. Die gelochte Basis bietet Öffnungen für dentale Instrumente mit einem Schaftdurchmesser von 1,6 Millimetern und, je nach Ausführung, 18, 36 oder 72 Löcher für diesen Zweck. Die Bohrerständer lassen sich gründlich im Thermodesinfektor reinigen und im Autoklaven bei bis zu 134°C sterilisieren. Der transparente Kunststoffdeckel ist nicht für die Aufbereitung geeignet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: grau

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution;Eurosafte 60

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate