



EURONDA SIEBKORB MIT DECKEL FÜR KLEINTEILE

passend für Eurosafe 60

Artikelnummer: 200513

Hersteller: Euronda

UVP: 78,00 €

Preis: 68,25 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Siebkorb aus Edelstahl wird bei der Reinigung und Desinfektion von Kleinteilen im EUROsafe 60 verwendet. Die Benutzung des Siebkorbes verhindert unkontrolliertes Umherfliegen von empfindlichen Kleinteilen bei der Aufbereitung. Die Lochung des Siebkorbes ermöglicht ein Durchfließen von Spülwasser und Trocknungsluft für optimale Reinigungsergebnisse.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 10 cm x 10 cm x 4 cm

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: Eurosafe 60

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate