



EURONDA SPÜLEINSATZ FÜR STEHENDE INSTRUMENTE

passend für Eurosafe 60

Artikelnummer: 200470

Hersteller: Euronda

UVP: 197,00 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Dieser Korbeinsatz wird in den Spülkorb von EURONDA eingesetzt, um stehende Instrumente im EUROsafe 60 zu reinigen. Es können gleichzeitig mehrere Scheren, Zangen, Mundspiegel und weitere Instrumente aufbereitet werden. Die verschieden großen Maschen bieten Platz für vielseitiges Instrumentarium.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 39,5 cm x 12,5 cm x 12cm

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: Eurosafe 60

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 40 Instrumente