



EURONDA ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT EUROSONIC ENERGY 3L

mit Sweep-Mode-Technologie

Artikelnummer: 200454

Hersteller: Euronda

UVP: 546,00 €

Preis: 466,10 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Ultraschallgerät EUROSONIC Energy von Euronda zeichnet sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ermöglicht eine gründliche und zuverlässige Ultraschallreinigung. Die Reinigung beruht auf der Sweep-Mode-Technologie, bei der die Frequenz der Wellen stetig um die Ausgangsfrequenz schwankt. Dadurch werden die Wellen überlagert und in mehrere Richtungen reflektiert. So wird die mechanische Wirksamkeit der Kavitation auf ein Maximum erhöht, da sich die Wellen im gesamten Behälter ausbreiten. Das ermöglicht beste Reinigungsergebnisse. Der enthaltene Ultraschallgenerator entwickelt eine gründliche Reinigungsleistung und die

einfache Bedienung ist intuitiv erfassbar.

Die Reinigungszeit kann bequem per Tastendruck zwischen fünf und 30 Minuten eingestellt werden. Farbige LEDs zeigen jederzeit den Betriebszustand des Gerätes an.

Die Wanne mit 3 Liter Fassungsvermögen ist aus rostfreiem Edelstahl, der EUROSONIC Energy eignet sich bestmöglich für Reinigungslösungen, die mit niedrigen Temperaturen arbeiten, zum Beispiel bei der Aufbereitung von Instrumenten mit Blutresten.

Ein passendes Zubehörset mit Edelstahlkorb, Glasbecher und Deckel ist ebenfalls erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Abmessungen Tx Bx H: 18 cm x 26 cm x 22 cm

Innenmaße: 13,5 cm x 23,8 cm x 10 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Leistung: 80 W

Farbe: weiß

Gewicht: 3,9 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Kammervolumen: 2,7 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

VE-Wasseranschluss: Nein

Ablaufhahn: Nein