



HEGA DINA REINIGUNGSPISTOLE

mit offenem Schlauchende und Anschluss-Set

Artikelnummer: 207049

Hersteller: HEGA-Medical

Preis: ab 198,72 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Reinigungspistole Dina von HEGA bietet Ihnen variable Möglichkeiten zur zuverlässigen Reinigung Ihrer Instrumente. Sie können den Druck individuell dosieren, unabhängig davon, ob Sie mit Wasser reinigen oder mit Luft trocken blasen. Die Aufbewahrung ist dank des genormten Haltekonus im Tisch- und Wandhalter möglich. Mit verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihre Reinigungspistole dem jeweiligen Bedarf problemlos anpassen. Sie sind zusätzlich in unserem Sortiment erhältlich. Diese Reinigungspistole ist praxissicher konzipiert und geprüft. Die Dina Reinigungspistole ist mit unterschiedlichen Anschlüssen verfügbar. Sie können außerdem zwischen einem Schlauch aus Edelstahl oder PVC-Gewebe in verschiedenen Längen

wählen. Die Auswahl finden Sie über dem Preis.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungspistole

Gewicht: 0,3 kg