



HEGA HELA EDELSTAHL-REINIGUNGSPISTOLE

mit offenem Schlauchende und Anschluss-Set

Artikelnummer: 207053

Hersteller: HEGA-Medical

Preis: ab 686,08 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Edelstahl-Reinigungspistole Hela von HEGA bietet Ihnen variable Möglichkeiten zur zuverlässigen Reinigung Ihrer medizinischen Instrumente. Sie können den Druck individuell dosieren, unabhängig davon, ob Sie mit Wasser reinigen oder mit Luft trocken blasen. Die Aufbewahrung ist dank des genormten Haltekonus im Tisch- und Wandhalter möglich. Diese Reinigungspistole ist sterilisierbar und komplett von Hand zerlegbar. Für die Demontage ist kein Werkzeug notwendig! Mit verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihre Reinigungspistole dem jeweiligen Bedarf problemlos anpassen. Sie sind zusätzlich in unserem Sortiment erhältlich. Diese Reinigungspistole aus Edelstahl ist in verschiedenen Längen und mit unterschiedlichen Anschlüssen

verfügbar. Sie können außerdem zwischen einem Schlauch aus Edelstahl oder PVC-Gewebe wählen. Die Auswahl finden Sie über dem Preis.Hinweis: Diese Reinigungspistole ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 nach MDR.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungspistole

Gewicht: 0,3 kg

Validierbarkeit: validierbar