



HEGA NOVA REINIGUNGSPISTOLE

mit offenem Schlauchende und Anschluss-Set

Artikelnummer: 207050

Hersteller: HEGA-Medical

Preis: ab 226,24 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Reinigungspistole Nova von HEGA bietet Ihnen variable Möglichkeiten zur zuverlässigen Reinigung Ihrer Instrumente. Sie können den Druck individuell dosieren, unabhängig davon, ob Sie mit Wasser reinigen oder mit Luft trocken blasen. Die Aufbewahrung ist dank des genormten Haltekonus im Tisch- und Wandhalter möglich. Mit verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihre Reinigungspistole dem jeweiligen Bedarf problemlos anpassen. Sie sind zusätzlich in unserem Sortiment erhältlich. Die Nova Reinigungspistole ist mit unterschiedlichen Anschlüssen verfügbar. Sie können außerdem zwischen einem Schlauch aus Edelstahl oder PVC-Gewebe in verschiedenen Längen wählen. Die Auswahl finden Sie über dem Preis.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungspistole

Gewicht: 0,3 kg