



## HUPFER SIEBKORB MIT FALLGRIFFEN UND LOCHBLECHWANDUNG

sicher stapelbar, aus robustem Edelstahl

Artikelnummer: 206873

Hersteller: Hupfer

**Preis: ab 106,06 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Siebkörbe von Hupfer werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und erfüllen strengste Sicherheitsanforderungen für sicheren Arbeitsalltag in Klinik und Labor. Sorgfältige Verarbeitung ohne scharfe Kanten und Spitzen schützt sowohl Instrumente und Weichverpackungen als auch das Personal. Die robuste Konstruktion sorgt für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit. Die Hupfer Siebkörbe zeichnen sich aus durch die hundertprozentige Anbindung des Bodengitters durch Verschweißung jedes einzelnen Drahtes, die Verschweißung des Oberrahmens mit dem Lochblech und dem fein perforierten, gratfreien Lochblech zum Schutz vor dem Durchstoßen feiner und spitzer Instrumente. Die optimierte Lochgröße in Wandung und Boden ermöglicht zuverlässige Reinigung und Trocknung, die Bodenausstreifungen

sorgen für höchste Belastbarkeit. Die Herstellung aus elektrolytisch poliertem Edelstahl sorgt für Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit. Die spezielle Bodenausformung ermöglicht platzsparendes und sicheres Stapeln der Siebkörbe, die innenliegenden Fallgriffe an den Stirnseiten machen die Handhabung besonders einfach. Der Siebkorb hat eine Maschenweite von sechs mal sechs Millimetern.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Labor;Pharma;Klinik

Farbe: silber

Material: Edelstahl