



MELAG ADAPTER FÜR EXTERNE SPRAYKANÄLE

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200092

Hersteller: Melag

UVP: 60,00 €

Preis: 51,62 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Instrumentenadapter von MELAG ist speziell für die Spülung von außenliegenden Spraykanälen von Übertragungsinstrumenten und anderen nicht standardisierten Hohlkörperinstrumenten mit geringem Außendurchmesser geeignet. Dafür wird er auf einen Anschluss der Injektorschiene mit Zentralfilter, einen Zweifachverteiler, einen Dreifachverteiler oder ein Einzelfiltergehäuse geschraubt.

Das freie Ende des Silikonschlauches wird dann auf den zu spülenden Kanal aufgesteckt. Der enthaltene Schlauch wird vor der ersten Benutzung auf die benötigte Länge zugeschnitten, damit er weder durchhängt noch zu straff sitzt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: weiß

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate