



MELAG ADAPTER FÜR KÖPFE DER KAVO WINKELSTÜCKE

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200227

Hersteller: Melag

UVP: 77,00 €

Preis: 66,73 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Adapter wird für die Aufnahme von abnehmbaren Köpfen von Winkelstücken der Firma KaVo im MELAtherm 10 genutzt. Für die Aufbereitung wird der Adapter auf einen Anschluss der Injektorschiene mit Zentralfilter, einen Dreifachverteiler oder ein Einzelfiltergehäuse geschraubt, das Instrument wird einfach aufgesteckt.

Hinweis: Wird der Adapter nicht mit einem Instrument bestückt, muss er mit einer Silikon-Verschlusskappe verschlossen werden. Eine passende weiße Kappe finden Sie unter der Art.-Nr. 203146.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate