



MELAG ADAPTER (MÄNNLICH) FÜR LUER

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200093

Hersteller: Melag

UVP: 39,00 €

Preis: 33,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Adapter (männlich) für Luer ist ein Zubehörteil für die Instrumentenaufbereitung im MELAtherm 10. Der Adapter ermöglicht die Reinigung von Instrumenten und Kanülen mit Luer-Anschluss (weiblich). Hierzu wird der Adapter auf einen Anschluss der Injektorschiene, des Einzelfiltergehäuses, des Zweifachverteilers oder des Dreifachverteilers geschraubt und festgezogen.

Hinweis: Da die Instrumente auf die Adapter nicht geschraubt, sondern nur gesteckt werden, muss vor und nach der Aufbereitung deren fester Sitz geprüft werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Chirurgie;Orthopädie;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate