



MELAG ADAPTER (WEIBLICH) FÜR LUER / LUER-LOCK

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200096

Hersteller: Melag

UVP: 48,00 €

Preis: 41,60 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Adapter (weiblich) für Luer- und Luer-Lock-Anschlüsse ist ein Zubehörteil für die Instrumentenaufbereitung im MELAtherm 10. Er wird für die Aufbereitung von Instrumenten und Kanülen mit Luer- bzw. Luer-Lock-Anschluss (männlich) genutzt. Dazu kann der Adapter auf einen Anschluss der Injektorschiene, des Einzelfiltergehäuses, des Zweifachverteilers oder des Dreifachverteilers geschraubt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Chirurgie;Orthopädie;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate